

# הוראות לאיסוף דגימת רוק

אנא מלאו את טופס הדרישה עם פרטי המידע הרשמי שלכם. איננו יכולים לקבל שמות מועדפים בשלב זה.

הערה: השם הפרטי ושם המשפחה החוקיים, וכן תאריך הלידה בטופס הדרישה חייבים להתאים לתווית שמודבקת על הדגימה.

\*\*יש למלא אחר ההוראות אחרת לא ניתן יהיה לעבד את הדגימות\*\*



**3** יש לאסוף רוק בפה מבלי לבלוע, ואז לרוק בעדינות את הרוק לתוך מיכל המשפך.




**2** הוציאו את החבילה מהשקית ופתחו אותה על ידי קילוף הנייר. בפנים תראו שני חלקים - פקק עם נוזל כחול בתוכו ומיכל עם משפך מחובר לחלק העליון.

**לפחות 30 דקות לפני איסוף דגימת הרוק שלכם.**

- לאכול
- לשתות
- לצחצח שיניים
- לעשן
- לאייד
- ללעוס מסטיק

**1** - אין לאכול, לשתות, ללעוס מסטיק, לעשן או לעשן סיגריה אלקטרונית במשך 30 דקות לפני השלמת איסוף הדגימה.  
- מלאו את טופס הדרישה עבור המעבדה במלואו עם פרטי המידע הרשמי אודותיכם.



**6** מניחים את הפקק עם הנוזל הכחול על גבי המיכל. יש לוודא שהפקק "יושב" כמו שצריך ולסובב עד שישמע "קליק" והנוזל הכחול יתערבב לתוך המיכל. בקשו מהורה או מבוגר לעזור לכם בצעד זה.



**5** לאחר שאספתם מספיק רוק, סובבו והסירו את המשפך והשליכו לאשפה.



**4** עליכם למלא את המיכל בכמות מספקת של רוק כדי להגיע לקו השחור שמסומן במילים "רוק עד כאן".  
בועות ברוק אינן נחשבות בכמות הכוללת. אנא ודאו שהרוק מגיע לקו השחור והבועות נשארות מעל הקו. זה עשוי להימשך כמה דקות, אז פשוט המשיכו לעבוד על זה.



**9** הניחו את דגימת הרוק המסומנת בשקית שבה היא הגיעה. הוסיפו את טופס הדרישה שמילאתם לכיס החיצוני של השקית. אנא השאירו את דגימת הרוק במיקום המתאים המיועד עבורכם תוך 24 שעות מהאיסוף. ניתן לאחסן בטמפרטורת החדר, אין צורך בקירור.



**8** מלאו את התווית עם השם הפרטי ושם המשפחה החוקיים שלכם, וכן את תאריך הלידה, והדביקו אותה לאורכה על מיכל דגימת הרוק.



**7** נערו בעדינות את המיכל 3-5 פעמים כדי לערבב הכל.

