

# 唾液采集操作指引

请在检测申请表上完整填写您的合法信息。目前我们无法接受您使用常用名

**注意：**检测申请表上您的合法姓名（姓氏及名字）以及出生日期，必须与检测样本标签上的信息一致

**\*\*必须严格按照操作指引进行，否则样本将无法进行分析处理\*\***



- 1** 在进行您的样本采集前30分钟内，禁止进食、饮用任何液体、嚼口香糖、抽烟或吸电子烟。
- 使用您的合法信息，填写完成检测申请表



- 2** 把检测盒从袋中取出来，撕开后面的包装纸，打开检测盒。
- 在检测盒中，您会看到两样东西：
- 一个含有蓝色液体的盖子
  - 一个顶部带有漏斗的采集管




- 3** 将唾液含在嘴中，不要吞下；然后轻轻地唾液吐进漏斗中。



- 4** 您需要吐出足够量的唾液到采集管中，达到黑线所示之处。唾液中的任何气泡都不计算入唾液总量。请确保唾液量达到黑线所标示位置，气泡需在黑线以上。这可能您需要花几分钟的时间，因此请您继续努力采集，直到达到要求。



- 5** 当您采集了足够量的唾液后，将漏斗拧出来，丢弃到垃圾中。



- 6** 把含有蓝色液体的盖子盖在采集管上方。确保盖子正确无误盖上，拧紧盖子，直到您听到“咔”的一声，蓝色液体被释放混入采集管中。请父母或其他成年人帮助你完成这一步。



- 7** 轻轻摇动采集管3至5次，将采集管中的东西完全混合。



- 8** 使用您的合法姓名、出生日期，填写标签，并将标签纵向贴在唾液样本采集管上。



- 9** 将您贴好标签的唾液样本放进所提供的袋中。将您填写好的检测申请表放入袋子外口袋中。
- 请在采集唾液后24小时内，将唾液样本放到您家中的合适位置，可以室温保存，无须冷藏。



若想要查看更多信息以及为小孩提供的有趣技巧，请扫描以下QR码，观看我们的唾液采集演示视频或访问视频链接：<https://youtu.be/Ru-vFZdlmes>

如何扫描：打开您的手机的摄像头，瞄准QR码，点击出现的提示

**SickKids**