

# 唾液採集操作指引

請在檢測申請表上完整填寫您的合法資訊。目前我們無法接受您使用常用名

**注意：**檢測申請表上您的合法姓名（姓氏及名字）以及出生日期，必須與檢測樣本標籤上的資訊一致

**\*\*必須嚴格按照操作指引進行，否則樣本將無法進行分析處理\*\***



- 1** 在進行您的樣本採集前30分鐘內，禁止進食、飲用任何液體、嚼口香糖、抽煙或吸電子煙。
- 使用您的合法資訊，填寫完成檢測申請表格




- 2** 把檢測盒從袋中取出來，撕開後面的包裝紙，打開檢測盒。
- 在檢測盒中，您會看到兩樣東西：
- 一個含有藍色液體的蓋子
  - 一個頂部帶有漏斗的採集管




- 3** 將唾液含在嘴中，不要吞下；然後輕輕地將唾液吐進漏斗中。



- 4** 您需要吐出足夠量的唾液到採集管中，達到黑線所示之處。唾液中的任何氣泡都不計算入唾液總量。請確保唾液量達到黑線所標示位置，氣泡需在黑線以上。這可能需要您花幾分鐘的時間，因此請您繼續努力採集，直到達到要求。



- 5** 當您採集了足夠量的唾液後，將漏斗擰出來，丟棄到垃圾中。



- 6** 把含有藍色液體的蓋子蓋在採集管上方。確保蓋子正確無誤蓋上，擰緊蓋子，直到您聽到“啞”的一聲，藍色液體被釋放混入採集管中。請父母或其他成年人幫助你完成這一步。



- 7** 輕輕搖動採集管3至5次，將採集管中的東西完全混合。



- 8** 使用您的合法姓名、出生日期，填寫標籤，並將標籤縱向貼在唾液樣本採集管上。



- 9** 將您貼好標籤的唾液樣本放進所提供的袋中。將您填寫好的檢測申請表格放入袋子外口袋中。
- 請在採集唾液後24小時內，將唾液樣本放到您家中的合適位置，可以室溫保存，無須冷藏。



若想要查看更多資訊以及為小孩提供的有趣技巧，請掃描以下QR碼，觀看我們的唾液採集演示視頻或訪問視頻連結：<https://youtu.be/Ru-vFZdlmes>

如何掃描：打開您的手機的攝像頭，瞄準QR碼，點擊出現的提示

**SickKids**