

تھوک (لعاب دهن) جمع کرنے کی ہدایات۔

براہ کرم اپنی قانونی معلومات کے ساتھ درخواست مکمل کریں۔ ہم اس وقت ترجیحی نام قبول نہیں کر سکتے۔
نوٹ: قانونی پہلا نام اور آخری نام، نیز درخواست پر تاریخ پیدائش نمونے کے لیبل سے مماثل ہونے چاہیے۔
ہدایات پر عمل کیا جانا چاہیے ورنہ نمونوں پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔



3 تھوک (لعاب دهن) نگلے بغیر اپنے منہ میں رکھیں پھر آہستہ سے تھوک (لعاب دهن) قیف لگی ڈبی میں تھوکیں۔



2 بیگ سے پیکج نکالیں اور کاغذ کو ہٹا کر اسے کھولیں۔ اندر آپ کو دو ٹکڑے نظر آئیں گے - ایک ڈھکن جس میں نیلے رنگ کا مائع ہے اور ایک ڈبی جس کے اوپر ایک قیف لگی ہے



1 اپنا نمونہ مکمل کرنے سے 30 منٹ پہلے تک نہ کچھ کھائیں، نہ پیئیں، نہ گم چبائیں، سگریٹ نوشی یا نشہ نوشی نہ کریں۔
-اپنی قانونی معلومات کے ساتھ لیبارٹری کی درخواست مکمل کریں۔



6 ڈبی کے اوپر نیلے مائع والا ڈھکن رکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈبی مناسب طریقے سے رکھی ہے اور اس وقت تک گھمائیں جب تک کہ آپ "کلک" کی آواز نہ سنیں اور نیلے رنگ کا مائع ڈبی میں گھل جائے۔ والدین یا بالغ اس مرحلے میں آپ کی مدد کریں۔



5 ایک بار جب آپ کافی تھوک (لعاب دهن) جمع کر لیں تو قیف کو مروڑ کر ہٹا کر کچرے میں پھینک دیں۔



4 کالی لکیر جو کہتی ہے 'یہاں تک تھوکیں' تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈبی میں کافی تھوک (لعاب دهن) بھرنے کی ضرورت ہے۔ تھوک (لعاب دهن) میں کوئی بھی بلبہ کل مقدار میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ تھوک (لعاب دهن) سیاہ لکیر تک پہنچ جائے اور بلبے لائن سے اوپر رہیں۔ اس میں کچھ منٹ لگ سکتے ہیں، لہذا صرف اسی کام کو کرتی / کرتے رہیں۔



9 اپنے لیبل والے تھوک (لعاب دهن) کے نمونے کو اس بیگ میں رکھیں جس میں یہ آیا تھا۔ براہ کرم تھوک (لعاب دهن) کے نمونے کو جمع کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر مناسب مقام پر دے دیں۔ اسے کمرے کے درجہ حرارت پر محفوظ کیا جا سکتا ہے، اسے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔



8 اپنے قانونی پہلے نام اور آخری نام کے ساتھ تاریخ پیدائش سمیت لیبل مکمل کریں اور اسے تھوک (لعاب دهن) کے نمونے کی ڈبی پر لمبائی کی طرف چپکائیں۔



7 ہر چیز کو ملانے کے لیے ڈبی کو 3-5 بار آہستہ سے ہلاتیں۔

